

**Braun Silk-expert Pro IPL PL5210**

Produkt ID:



Stammdaten [Logistische Daten](#) [Verpackungsinformationen](#) [Kategoriespezifika](#) [Admin](#)

<b>EAN</b>	08700216937481
<b>Kategorie</b>	Female Hair Removal Appliance
<b>Marke</b>	Braun
<b>Produktlinie</b>	Silk-Expert Pro 5
<b>Produkttitel super lang</b>	Braun Smart IPL Silk-expert Pro 5, professionelle Laser-Haarentfernung für Zuhause, dauerhafte Haarreduktion, mit Tasche, 2 Aufsätze, PL5210
<b>Produkttitel lang</b>	Braun IPL Silk-expert Pro 5, professionelle Haarentfernung für zu Hause, 2 Aufsätze, PL5210
<b>Produkttitel kurz</b>	Braun IPL Silk-expert Pro 5, professionelle Haarentfernung, 2 Aufsätze, PL5210
<b>Produktbeschreibung</b>	Erlebe das Gefühl von dauerhaft glatter Haut mit unserer Laser-Alternative für zu Hause. Vergiss ständiges Haarentfernen und all die lästigen Dinge, die damit einhergehen. Klinisch nachgewiesene Wirksamkeit für 2 Jahre* glatte Haut mit sichtbaren Ergebnissen nach der 2. Sitzung*. Dermatologisch und gynäkologisch getestet, keine Schutzbrille erforderlich. Investiere nur einmal, spare dir den Beautysalon und die Salonkosten und genieße langanhaltend glatte Haut bequem in deinem Zuhause. Lieferumfang: Braun IPL Haarentfernungsggerät mit Smart Flex-Aufsatz, 1 Aufsatz, Tasche *Bei Einhaltung des empfohlenen Behandlungsplans. Individuelle Ergebnisse können variieren **Beine (Ober- & Unterschenkel), Achseln, Bikini, Oberlippe ***Falls zusätzliche Nachbesserungen erforderlich sind, beachte bitte die Behandlungshinweise im Benutzerhandbuch
<b>Produkteigenschaft 1</b>	Entdecke das Braun IPL für zu Hause: Genieße bis zu 2 Jahre* haarfreie Haut. Erlebe Haarentfernung und dauerhafte Reduzierung des Haarwachstums – ganz bequem und privat in deinem Zuhause
<b>Produkteigenschaft 2</b>	Salonergebnisse ohne Salonkosten: Die Lasertechnologie bietet zwar langanhaltende Ergebnisse, aber ist nicht permanent. Mit dem Braun IPL für zu Hause investierst du nur 1x und kannst jederzeit nachbehandeln

<b>Produkteigenschaft 3</b>	Ganzkörper: klinisch nachgewiesene Wirksamkeit. Mit 3 Einstellungen und speziellen Aufsätzen erzielst du optimale Ergebnisse. Mit Smart Flex Aufsatz für 100% Abdeckung, auch in schwierigen Bereichen
<b>Produkteigenschaft 4</b>	Schnell: sichtbare Ergebnisse bereits nach 2 Sitzungen*. Genieße eine Ganzkörperbehandlung in nur 10 Minuten**. Für optimale Ergebnisse genügen 2 Sitzungen pro Monat über 12 Wochen***
<b>Produkteigenschaft 5</b>	Sanft zur Haut: mit fortschrittlichem Hauttonsensor, der deinen Hautton liest und jeden Lichtimpuls automatisch anpasst – für eine sichere Behandlung, selbst in schwer einsehbaren Bereichen wie der Intimzone
<b>Produkteigenschaft 6</b>	Dermatologisch und gynäkologisch getestet. Sicher für die Augen, eine Schutzbrille ist nicht erforderlich
<b>Suchbegriffe allgemein</b>	braun ipl, laser-haarentfernung, ipl-haarentfernungsggerät, permanente haarentfernung, laser für zu hause, laser-haarentfernung für frauen, gesichtshaarentfernung für frauen, braun ipl 5, braun silk-expert pro 5, silk-expert pro, silk-expert pro 5



Stammdaten **Logistische Daten** Verpackungsinformationen Categoriespezifika Admin

Verbrauchereinheit Höhe (mm)	194
Verbrauchereinheit Tiefe (mm)	98
Verbrauchereinheit Breite (mm)	276
Verbrauchereinheit Gewicht (g)	1461
Versandereinheit Höhe (mm)	220
Versandereinheit Tiefe (mm)	296
Versandereinheit Breite (mm)	211
Versandereinheit Gewicht (g)	3192
Einheiten pro Karton	2
EAN 14 - AktiveBarcode	8700216937474

Stammdaten [Logistische Daten](#) [Verpackungsinformationen](#) [Kategoriespezifika Admin](#)

<b>Inhaltsstoffe</b>	Not Available
<b>Kundenservice Rufnummer</b>	00 800 27 28 64 63
<b>Kundenservice Hinweis</b>	Frage? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
<b>CE-Kennzeichnung</b>	Ja
<b>Medizinprodukt-Kennzeichnung</b>	Nein
<b>Produkttyp-Nummer</b>	Type 6031
<b>Anwendungshinweise</b>	<p>Vorbereitung des zu behandelnden Bereichs Entferne vor der Verwendung des Geräts alle sichtbaren Haare auf der Haut. Benutze deine bevorzugte Methode zur Haarentfernung. Damit das Anwendungsfenster sauber und intakt bleibt, dürfen sich keine Haare mehr auf der Hautoberfläche befinden. Reinige den zu behandelnden Bereich und tupfe ihn trocken.</p> <p>Gerät anschließen: Verwende den Netzstecker (8), um das Netzteil mit der Steckdose zu verbinden. Drücke eine beliebige Taste (4 oder 5), um das Gerät zu aktivieren. Die LED Energie-Anzeigen (3) leuchten einmal auf und der Lüfter beginnt zu laufen. Das Gerät ist nun betriebsbereit und erwärmt sich während des Betriebs geringfügig. Automatische Lichtenpassung</p> <p>Wenn die Hautsensoren (2) Hautkontakt haben, liest das Gerät deinen Hautton und wählt automatisch die geeignete Lichtintensität, die durch weiße LEDs auf den Energie-Anzeigen (3) angezeigt wird. Diese bestätigen, dass das Gerät betriebsbereit ist. Energie-Einstellung Drücke die Modus-Taste (4), um die Lichtintensität zu verringern. Du kannst zwischen den folgenden 3 Einstellungen wählen: Power: 3 Anzeigeleuchten Balance: 2 Anzeigeleuchten Sensitiv: 1 Anzeigeleuchte (niedrigste Lichtintensität mit schneller Blitzrate) Die Einstellungen Balance und Sensitiv sind für empfindliche Bereiche und Erstanwender gedacht. Mit reduzierter Lichtintensität sind ggf. mehr Anwendungen erforderlich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Energie-Anzeigebalken blinken auf, um den Wechsel der Lichtintensität zu bestätigen. Wenn du die Modus-Taste (4) länger als 3 Sekunden drückst, schaltet sich das Gerät ab. Nach 10 Minuten ohne Verwendung wird das Gerät automatisch deaktiviert. Drücke eine beliebige Taste, um es wieder zu aktivieren.</p>

**Warnhinweise**

Verwende dieses Gerät nicht ... auf der Kopfhaut, an den Augenbrauen oder in der Nähe der Augen. Eine Verwendung in diesen Bereichen könnte zu einer dauerhaften Schädigung der Augen führen. wenn du eine Tätowierung oder ein Permanent-Make-Up in dem zu behandelnden Bereich hast. an den Brustwarzen, im Genitalbereich oder in der Nähe des Anus. Diese Bereiche haben ggf. eine dunklere Hautfarbe oder eine stärkere Haardichte, weshalb die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen zu Unwohlsein/Schmerzen führen oder deine Haut verletzen kann. wenn du braune oder schwarze Flecken wie Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen in dem zu behandelnden Bereich hast. an Bart/Gesichtshaar bei Männern. Die Verwendung beim männlichen Bart oder Gesichtshaar kann zu permanenten oder ungleichmäßigen Ergebnissen führen, die ggf. zu unerwünschten Veränderungen der Gesichtshaut führen können. Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät in Bereichen zu verwenden, in denen Dermalfüller vorhanden sind. Verwende das Gerät nicht mehr als einmal pro Woche an derselben Stelle. Nach längerer oder wiederholter Behandlung an einer Stelle können Hautschäden auftreten. Nach Gebrauch und im Falle eines Stromausfalls immer den Netzstecker ziehen, um Risiken oder Schäden zu vermeiden. Das Gerät darf keinen starken Erschütterungen ausgesetzt werden, um eine Beschädigung der Lampe zu vermeiden. Positioniere das Gerät so, dass es immer leicht vom Stromnetz zu trennen ist. Im eingeschalteten Zustand darf das Gerät niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, um das Risiko von Bränden und Verbrennungen zu vermeiden. Wenn die Steckdose, über die das Gerät mit Strom versorgt wird, schlechten Kontakt hat, wird der Stecker des Geräts heiß. Schließe das Gerät immer an eine sachgemäß installierte Steckdose an, um das Risiko von Bränden und Verbrennungen zu vermeiden. Es dürfen keine Veränderungen am Gerät vorgenommen werden. Verwende keine anderen Komponenten und nimm keine Manipulationen am Gerät vor. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden und nicht mehr funktionieren. Versuche niemals, das Gerät zu reparieren oder zu öffnen, um eventuellen Kontakt mit elektrischen Bauteilen oder pulsierter Lichtenergie zu vermeiden. Beides kann zu ernsthaften Verletzungen und/oder einer dauerhaften Schädigung der Augen führen. Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination. Um das Risiko eines Stromschlags zu senken: - verwende das Gerät nicht in nassen Umgebungen (z. B. im Badezimmer, in der Nähe einer Dusche oder eines Pools), - darf das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Verwende niemals ein nasses Gerät, da es sonst zu Stromschlägen kommen kann. Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (z. B. wenn das Gehäuse Risse aufweist oder das Kabel beschädigt ist). Die inneren Teile enthalten elektrische Ladungen, die gefährlich sind. Prüfe das Anwendungsfenster (1) regelmäßig auf Beschädigung: Verwende das Gerät nicht, wenn der Glasfilter (9) gerissen ist oder fehlt. Berühre den Glasfilter nicht während der Benutzung oder unmittelbar danach, da er sich während des Gebrauchs aufheizt. Verwende keine petroleumbasierten oder entzündlichen Reinigungsmittel (Alkohol, Azetone) auf dem Gerät, da diese zu Brandgefahr führen. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese können das Gerät beschädigen oder den Glasfilter zerkratzen. Verwende das Gerät nicht zu anderen Zwecken als zur Entfernung unerwünschter Haare. Verwende das Gerät nicht auf anderen Oberflächen als auf Haut. Drücke die Anwendungstaste nicht, wenn das Anwendungsfenster (1) keinen vollständigen Kontakt zur Haut aufweist. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert werden, da das Gerät ggf. überhitzen, einen elektrischen Schlag oder Brand auslösen könnte. Bei fortgesetztem Gebrauch kann die Temperatur des Geräts bis zu 60 °C erreichen. Entferne das Gerät nach der Behandlung von der Haut.

**Herstelleradresse** Braun GmbH, Frankfurter Str.145, 61476 Kronberg, Germany

**Elektronische Herstelleradresse** [www.braun.com](http://www.braun.com)

**Geographische Herkunft** GB

**Rücksendeanschrift** Braun GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach/Germany

**Füllmenge** 1

**Füllmenge Einheit** Ct

**Art der Verpackung** Box

**Inhalt** N/A

**Inhalt Einheit** N/A

**Inhalt** IPL-HAARENTFERNUNGSGERÄT, AUFSATZ, AUFBEWAHRUNGSTASCHE. Content: IPL, Head, Pouch. Inhalt: IPL-Haarentfernungsgerät, Aufsatz, Aufbewahrungstasche



Stammdaten Logistische Daten Verpackungsinformationen **Kategoriespezifika** Admin

Farbe	White/gold
Modellnummer	PL5210
Flamme (GHS02) - Leicht- /Hochentzündlich	Nein
Gasflasche (GHS04) - Komprimierte Gase	Nein
Explodierende Bombe (GHS01) - Explosionsgefährlich	Nein
Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend	Nein
Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend	Nein
Flamme über einem Kreis (GHS03) - Brandfördernd	Nein
Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend	Nein
Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS06) - Giftig / Sehr giftig	Nein
Gesundheitsgefahr (GHS08) - Gesundheitsschädlich	Nein
Signalwort	Kein signalwort



# PRODUKTPASS

Stammdaten Logistische Daten Verpackungsinformationen Categoriespezifika Admin

Scope	National
Importiert am	23.04.2026
Reason Code	1 - NEW PRODUCT LAUNCH